



**USER MANUAL**

**MODEL NO.C-WC281**



## **Intended Use :**

These wheelchairs are designed for the elderly and people with physical or mental disabilities who have limited mobility. It makes possible to transport people with mobility problems or limited mobility and can be used for movement by the patient himself (if it has 20-24" rear wheels) or with the help of an attendant.

When the wheelchair has a rear wheel with a diameter of 50 to 60 cm and hand rim on the wheel then the user can move independently.

When the wheelchair has a rear wheel with a diameter of 13 to 40 cm and does not have a hand rim on the wheel then the user needs an attendant to move the Wheelchair through the handles located on the back of the Wheelchair.

## **GENERAL WARNINGS :**

- If you don't read this user manual, it is preferable not to use this product or another available part.
- If you don't understand the usage or the precautions, please contact with the dealer or the proper technical person before you use the product because may be caused damage.
- Keep away the product from heat sources.
- Be careful when children are nearby and do not allow the children to play with the product.
- Do not exceed the maximum payload.
- Special care is always required where there are moving parts that can cause limb entrapment and injury.
- Do not attempt to lift the wheelchair by any removable parts.
- Getting in and out of the wheelchair may be performed independently, provided you have an adequate mobility and upper body strength.

## **IMPORTANT !**

The construction of this wheelchair is designed to provide maximum safety. However, users may be at risk by using their wheelchairs unsuitable. For your own safety, the following rules must be observed. Nonspecific or incorrect adjustment work can increase the risk of accidents.

- Always wear light-colored clothes when moving in dark places so that you can be reached more easily from others.
- Be careful during your first course in this wheelchair.
- Meet your wheelchair.
- Make use of your wheelchair on level ground as well as uphill and downhill.
- Do not attempt to reach objects if you need to lift them from the floor

reaching between your knees.

- Do not attempt to reach objects if you need to move on to the seat.
- Do not use on roads or motorways.
- Do not attempt to climb or descend with water, ice, or oil membrane.
- Do not use unauthorized parts, accessories, or adapters other than those approved.
- Do not stand in the wheelchair.

### **BEFORE USE :**

1. Check if the frame is damaged in order to guarantee a safe use of the product. (There are no cracks or fractures in the frame)
2. Check, if the product is properly assembled.
3. Check If the seat is completely open. If not push the seat down from the lateral frame.
4. Check that the brake works correctly.
5. Always check the condition of wear for the mechanical parts to ensure the absolute safe use of the product for people and objects.
6. If there are quick release axes, check that they have been secured correctly.
7. Check tires, tire pressures (if need id) and wheel locks (brakes). The brakes will not work properly if the pressure is too low or the gap between the tire and the wheel locks is too long.

### **WARNING !**

The following methods must be used only from experienced patients. If you are not experienced, ask for help from an attendant.

### **GETTING IN THE WHEELCHAIR :**

1. Position the wheelchair as close as possible to you.
2. Engage wheel locks.
3. Lean on the frame with arms and slowly go down towards the seat.

### **GETTING OUT OF THE WHEELCHAIR :**

1. Position the wheelchair as close as possible alongside the seat to which you are transferring.
2. Engage wheel locks.
3. Must rely on both handles equally. Supporting only one hand (and unattended) can cause injury.
4. Shift body weight into the seat that you are going to transfer.

## **OTHER INSTRUCTIONS :**

1. Always use lifts and ramps. If these are not available, you can reach your destination with the help of two escorts. They must lift the wheelchair by holding stable parts of the frame. A wheelchair should never be lifted while a passenger is seated. It should be pushed only.
2. Avoid stairs or obstacles, otherwise ask help from your attendant.
3. This wheelchair must be used solely to carry a person at a time on the seat.
4. Users should not sit in wheelchair while are using any means of transport.
5. The wheelchairs have a brake on the back wheels, which should be secured when the wheelchair is not moving.
6. DO NOT push on the footrests to sit or stand up, DANGER OF OVERTHROW. The footrests are used by the user when He or She is seated.
7. DO NOT touch moving parts while moving DANGER OF INJURY.

## **MAINTENANCE :**

Periodic review of the procedures below will help to maintain the life and effectiveness of your wheelchair.

### **WEEKLY**

1. Check the wheel pressure by following the instructions on the wheels.
2. Check that the central bolt of the transverse arm is tight and in good condition.
3. Clean the fabric with soapy water or sufficient products.
4. Clean the metal parts of the chair with a dry cloth or with special products for chrome surfaces or painted surfaces.
5. Check the wheel bolts and adjust if necessary.
6. Check for damage to front and rear wheels.

### **QUARTERLY**

1. Check and adjust if necessary: wheel forks, pulling wheels, propellers.
2. Grease or oil all components that are subject to friction or impending wear.
3. Tighten the screws and nuts.
4. General revision of the chair's status and repair to whatever is necessary.

### **ANNUALLY**

1. We recommend a full review once a year to a qualified service provider.
2. For the safety of the patient, we recommend that the wheelchair will be checked by the manufacturer every 2 years. In case of repair, use only

authentic spare parts.

## **CLEANING :**

In addition to maintenance and inspection, both the frame and the upholstery can be thoroughly cleaned.

- To maintain its appearance, the fabric must be cleaned regularly.
- Dirt can be removed with a sponge and a mild detergent with warm water, sweeping in the direction of texture.
- Rinse with clean water before letting it dry.
- DO NOT leave the wheelchair wet.
- Do not place the fabric in a tumble dryer. If the dirt is deep, the surface should be cleaned with a soft brush.
- The frame should be cleaned regularly with a mild detergent.
- The wheelchairs with leather seats must be cleaned with dry cloth.
- Clean the wheels with warm water and mild soap. Pay attention in drying the wheels. it is dangerous use the wheelchair with wet wheels.
- If you need to disinfect the product, use a common, mild disinfectant.
- Protect the item from scratches, cuts and punctures.

## **CAUTION (!) :**

- In case of damage or malfunction of your product DOT NOT use the product and please contact the authorized and trained representative.
- Do not use the product for a purpose not indicated in this manual
- Product owner and distributor decline all responsibilities for any consequences resulting from an incorrect use of this product and from unauthorized alteration to the frame of the product.
- Product owner and distributor reserve the right to change the information contained in this document without previous notice
- There is a  $\pm 3\%$ . Deviation for the Dimensions of the Products.

## **ENVIRONMENTAL PROTECTION :**

If one day you find that your product needs to be replaced or it is no longer working for you, consider protecting the environment:

1. Do not dispose your product along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
2. Contact your Public Authorities and they will instruct you of the Recycling centers to which your product must be disposed.
3. Correct disposal of your product helps the protection of the environment as well as the recycling of the product's components.

## DECLARATION OF CONFORMITY:

We are solely responsible for declaring that the Medical Devices mentioned in this statement are of Low-Risk Class (Class I) and comply with the requirements of the European Regulation 745/2017 and where appropriate, the standards and legislation referred to.

## SPECIFICATION :


<b>MODEL</b>	C-WC281
<b>FRAME</b>	Steel
<b>FRAME COLOR</b>	Chrome
<b>ARMREST</b>	Fixed, PVC
<b>SEAT</b>	PVC
<b>FOOTREST</b>	Fixed
<b>FOOTPLATE</b>	Aluminum
<b>BRAKE</b>	✓

## SIZE :


Size (CM)						
	64(59)	26	46(41)	24"(Solid)	8"(PVC)	49
	88	104	42	42	100	16

## Additional equipment details and instructions

### PARTS OF THE WHEELCHAIR:





## ADJUSTING THE HEIGHT OF THE FOOTPLATE:




Using a spanner, slightly loosen the portion of the step pipe where it is bolted to the foot plate.

### CAUTION



Flip the foot plate up whenever getting on or off the wheelchair. Ensure that foot plate is at least 7cm above the ground. If placed too low, the foot plate will hit obstacles when travelling on uneven ground, causing the wheelchair to be off-balance.


## FOLDING THE WHEELCHAIR:




Flip the footplate upwards in the direction of the arrow.  
Lift the center of the seat up to fold the wheelchair.

**NOTES WHEN USING THE WHEELCHAIR:**

1. Ensure that the brake is locked when getting on/off the wheelchair.




2. Do not step on the foot plate when getting off the wheelchair, or else the chair will tip forward.




3. Do not place the wheelchair near any sources of fire, or else the backrest may be set on fire, resulting in injuries.






4. To move up a step, the care giver pushing the wheelchair must step on the tipping bar and push downwards at the handles, such that the front wheel castors are raised onto the step. Next, pull upwards at the handles to bring up the rear wheels. Do not try to push over the steps by force.



5. To move up or down a steep slope, ensure that a care giver is around to support the wheelchair; otherwise, the chair may overturn. For a steep downward slope, the wheelchair should be turned to face up slope, and the care giver should back the chair downwards gradually.



- When lifting a wheelchair with the patient on it, do not hold on to the handles if the chair's backrest is the foldable kind. Otherwise, the backrest may be damaged.



### **MAINTENANCE OF WHEELCHAIR:**

- Do regular checks to ensure that bolts, nuts and other components are intact and tightened.
- The tire should have enough air in it to maintain air pressure.
- Use a damp cloth to wipe away dirt on wheelchair, Dry with a dry cloth to prevent rusting.

Belmexthai Co., Ltd.

Head office and warehouse: 15/117 Moo 3, Soi Kao Kilo 23, Kao Kilo Road, Surasak Subdistrict, Sriracha District, Chonburi Province 20110

Customer Service Center: Tel. 098-2805777, 038-314118

Bangkok Office: Hospro Shop 26 Soi Sukhumvit 62, Phra Khanong Tai Subdistrict, Phra Khanong District, Bangkok 10260 Tel. 065-503-6565



คู่มือการใช้งาน

รุ่น C-WC281



## วัตถุประสงค์การใช้งาน:

รถเข็นผู้ป่วยนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งอุปกรณ์รถเข็นนี้สามารถเคลื่อนย้ายผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวหรือมีการเคลื่อนไหวที่ถูกจำกัด และ ผู้ป่วยสามารถใช้เคลื่อนที่ได้ด้วยตนเอง (หากมีล้อหลังขนาด 20-24 นิ้ว) หรือได้รับการช่วยเหลือจากผู้ดูแล เมื่อรถเข็นผู้ป่วยมีเส้นผ่านศูนย์กลางล้อหลัง 50 - 60 ซม. และมีวงล้อให้จับ ผู้ใช้งานจะสามารถเคลื่อนที่ด้วยตนเองได้อย่างอิสระ

เมื่อรถเข็นผู้ป่วยมีเส้นผ่านศูนย์กลางล้อหลัง 13 - 40 ซม. และไม่มีวงล้อให้จับ ผู้ใช้งานจำเป็นต้องมีผู้ดูแลในการเคลื่อนที่ของรถเข็น โดยจับส่วนที่อยู่ทางด้านหลังของรถเข็นเพื่อเป็นการบังคับทิศทางและเคลื่อนที่ผู้ป่วย

## คำเตือนทั่วไป:

- หากผู้ใช้งานไม่ได้ศึกษาคู่มือการใช้งานเล่มนี้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์นี้หรือชิ้นส่วนอื่นๆ
- หากผู้ใช้อุปกรณ์ไม่เข้าใจการใช้งานหรือข้อควรระวัง กรุณาติดต่อตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคก่อนใช้งาน เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
- เก็บอุปกรณ์ให้ห่างจากแหล่งความร้อน
- โปรดใช้งานอย่างระมัดระวังเมื่อมีเด็กอยู่ใกล้ๆ และอย่าให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์รถเข็นผู้ป่วย
- ห้ามบรรทุกผู้ป่วย เกินน้ำหนักสูงสุดที่อุปกรณ์จะรับได้
- จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเสมอ เมื่อผู้ป่วยต้องใช้งานกับอุปกรณ์เคลื่อนที่อาจทำให้แขน ขา สามารถไปติดส่วนล้อของรถเข็นและเกิดการบาดเจ็บได้
- อย่าพยายามยกรถเข็นออกจากชิ้นส่วนที่สามารถถอดออกได้
- การเข้าและออกจากรถเข็นผู้ป่วยอาจทำได้โดยอิสระ หากร่างกายส่วนบนของคุณมีความคล่องตัวและความแข็งแรงเพียงพอ

## สำคัญ!

โครงสร้างอุปกรณ์ของรถเข็นผู้ป่วยรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้อาจมีความเสี่ยงจากการใช้รถเข็นในทางที่ไม่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้ การปรับแต่งอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้

- สวมเสื้อผ้าสีอ่อนเสมอเมื่อเคลื่อนที่ในสถานที่มืด เพื่อให้ผู้อื่นสามารถมองเห็นได้ง่าย
- เมื่อใช้งานรถเข็นผู้ป่วยในครั้งแรก โปรดใช้งานด้วยความระมัดระวัง
- ทำความเข้าใจในการใช้งานรถเข็นของคุณก่อนใช้งานจริง
- ใช้รถเข็นผู้ป่วยของคุณบนพื้นราบตลอดจนขึ้นเนินและลงเนิน

- อย่าพยายามเอื้อมจับวัตถุใด ๆ หากคุณต้องยกของจากพื้นที่อยู่ระหว่างขาของคุณ
- อย่าพยายามเอื้อมจับวัตถุใด ๆ หากคุณต้องการขยับตัวไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง
- ห้ามใช้งานรถเข็นผู้ป่วยบนถนนหรือทางด่วน
- อย่าพยายามใช้รถเข็นปีนขึ้นหรือลงโดยผ่านน้ำ น้ำแข็ง หรือน้ำมัน
- อย่าใช้ชิ้นส่วน อุปกรณ์เสริม หรืออะแดปเตอร์ นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต
- ห้ามยึนขึ้นบนรถเข็นผู้ป่วย

## ก่อนการใช้งาน:

1. ตรวจสอบว่าโครงรถเข็นมีความเสียหายหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้อุปกรณ์จะปลอดภัย (ในโครงรถเข็นไม่มีรอยแตกร้าวหรือหัก)
2. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ถูกประกอบอย่างถูกต้อง
3. ตรวจสอบว่าเบาะนั่งเปิดจนสุด หากไม่ โปรดดันเบาะลงจากโครงรถเข็นด้านข้าง
4. ตรวจสอบว่าเบรกทำงานอย่างถูกต้อง
5. ตรวจสอบการสึกหรอของชิ้นส่วนกลไกเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าใช้อุปกรณ์กับคนและวัตถุอย่างปลอดภัย
6. หากแกนหลุดหรือคลาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยึดไว้อย่างถูกต้อง
7. ตรวจสอบยาง แรงดันลมยาง (หากจำเป็น) และล้อคล้อ (เบรก) เบรกจะทำงานไม่ถูกต้องหากแรงดันลมยางต่ำเกินไปหรือช่องว่างระหว่างยางกับตัวล้อคล้อห่างกันเกินไป

## คำเตือน!

วิธีการต่อไปนี้จะเฉพาะกับผู้ป่วยที่มีประสบการณ์ในการใช้รถเข็นแล้วเท่านั้น หากคุณไม่มีประสบการณ์การใช้งาน โปรดขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแล

## การใช้งานรถเข็นผู้ป่วย:

1. จัดวางตำแหน่งรถเข็นผู้ป่วยให้ใกล้กับคุณมากที่สุด
2. ล้อคล้อของรถเข็น
3. ใช้มือจับโครงที่พนักแขนของรถเข็นแล้วค่อยๆ ลงไปนั่ง

## การเลิกใช้งานรถเข็นผู้ป่วย:

1. จัดวางตำแหน่งรถเข็นผู้ป่วยให้ใกล้กับที่นั่งที่คุณจะเคลื่อนย้ายมากที่สุด
2. ล้อคล้อของรถเข็น
3. ใช้มือทั้งสองข้างจับที่พนักแขนของรถเข็นและประคองตัวขึ้น การประคองตัวด้วยมือข้างเดียว (และไม่ได้รับ

การช่วยเหลือ) อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

4. ถ่ายน้ำหนักตัวไปยังตำแหน่งที่หนึ่งที่คุณจะเคลื่อนย้าย

## คำแนะนำอื่นๆ:

1. ใช้ลิฟต์และทางลาดเสมอ หากไม่มีสิ่งเหล่านี้ คุณสามารถไปยังจุดหมายปลายทางได้หากได้รับความช่วยเหลือจากผู้ช่วยเหลือสองคน โดยพวกเขาต้องยกรถเข็นผู้ป่วยขึ้นโดยจับโครงสร้างที่แข็งแรงของรถเข็นไว้ ไม่ควรยกรถเข็นในขณะที่ผู้ป่วยนั่งอยู่ ควรเข็นเท่านั้น
2. หลีกเลี่ยงบันไดหรือสิ่งกีดขวาง มิเช่นนั้นจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแล
3. รถเข็นผู้ป่วยนี้ควรใช้เพื่อเคลื่อนย้ายเพียงคนเดียวบนที่นั่งในแต่ละครั้ง
4. ผู้ใช้งานไม่ควรนั่งบนรถเข็นขณะใช้พาหนะขนส่งใดๆ
5. รถเข็นผู้ป่วยมีเบรกที่ล้อหลัง ซึ่งควรล็อกเบรกไว้ เมื่อไม่ได้ใช้งาน
6. อย่าดันที่พนักเก้าอี้เพื่อนั่งหรือยืน เพราะเสี่ยงอันตรายจากการพลิกคว่ำ ที่พนักเก้าอี้ควรถูกใช้เมื่อผู้ใช้นั่งอยู่
7. อย่าโดนชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่กำลังเคลื่อนที่ เพราะอาจทำให้แขน ขาสามารถไปติดส่วนล้อของรถเข็นและอาจเกิดการบาดเจ็บได้

## การดูแลรักษา:

หมั่นตรวจสอบเป็นประจำตามขั้นตอนด้านล่างจะช่วยยืดอายุการใช้งาน และประสิทธิภาพการทำงานของรถเข็นผู้ป่วยของคุณได้

## ตรวจสอบรายสัปดาห์

1. ตรวจสอบแรงดันลมยางโดยปฏิบัติตามคำแนะนำ
2. ตรวจสอบว่าสลักเกลียวกลางของที่พนักแขนแน่นและอยู่ในสภาพดี
3. ทำความสะอาดผ้าด้วยน้ำสบู่หรือผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
4. ทำความสะอาดชิ้นส่วนโลหะของเก้าอี้ด้วยผ้าแห้งหรือผลิตภัณฑ์สำหรับพื้นผิวโครเมียมหรือพื้นผิวเคลือบสี
5. ตรวจสอบสลักล้อและปรับให้แน่น หากจำเป็น
6. ตรวจสอบความเสียหายของล้อหน้าและล้อหลัง

## ตรวจสอบรายไตรมาส

1. ตรวจสอบและปรับให้แน่นหากจำเป็น: ซีล ล้อลาก ใบบัด
2. ทาจารบีหรือหยอดน้ำมันหล่อลื่นในชิ้นส่วนที่เกิดการเสียดสีหรือการสึกหรอที่อาจเกิดขึ้น
3. ชันสกรูและน็อตให้แน่น

4. ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปของรถเข็นผู้ป่วย และการซ่อมแซมตามความจำเป็น

## ตรวจสอบรายปี

1. แนะนำให้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหมดปีละครั้งโดยผู้ให้บริการที่เหมาะสม
2. เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย แนะนำให้ผู้ผลิตตรวจสอบสภาพรถเข็นผู้ป่วยทุก 2 ปี กรณีซ่อมให้ใช้เฉพาะอะไหล่เท่านั้น

## การทำความสะอาด:

นอกจากการบำรุงรักษาและการตรวจสอบสภาพแล้ว โครงรถเข็นและเบาะยังสามารถทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงได้อีกด้วย

- เพื่อรักษาสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ ต้องทำความสะอาดผ้าเป็นประจำ
- สิ่งสกปรกสามารถขจัดออกได้ด้วยฟองน้ำและผงซักฟอกสูตรอ่อนโยนด้วยน้ำอุ่น ถูไปตามทิศทางของเนื้อผ้า
- ล้างด้วยน้ำสะอาดเพียงเล็กน้อย ก่อนปล่อยให้แห้ง
- อย่าปล่อยให้รถเข็นผู้ป่วยเปียกน้ำ
- อย่าใส่ผ้าลงในเครื่องอบผ้า หากสิ่งสกปรกมีกลิ่นควรทำความสะอาดพื้นผิวด้วยแปรงขนอ่อน
- ควรทำความสะอาดโครงรถเข็นเป็นประจำด้วยผงซักฟอกสูตรอ่อนโยน
- รถเข็นผู้ป่วยที่มีเบาะหนังต้องทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง
- ทำความสะอาดล้อด้วยน้ำอุ่นและสบู่สูตรอ่อนโยน และทำให้ล้อแห้ง ไม่ควรใช้รถเข็นผู้ป่วยขณะที่ล้อยังเปียกอยู่ เนื่องจากอาจเกิดอันตรายได้
- หากต้องการทำความสะอาดอุปกรณ์ ให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อแบบอ่อนโยนทั่วไป
- ดูแลอุปกรณ์ให้พ้นจากการขีดข่วน การตัด และการเจาะ

## คำเตือน (!):

- ในกรณีที่อุปกรณ์เกิดความเสียหายหรือทำงานผิดปกติ ห้ามใช้อุปกรณ์ โปรดติดต่อตัวแทนที่ได้รับอนุญาต และได้รับการฝึกอบรมจากผู้ผลิต
- อย่าใช้อุปกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในคู่มือนี้
- เจ้าของผลิตภัณฑ์และผู้จำหน่ายจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อผลที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์นี้อย่างประมาท เลินเล่อ และการเปลี่ยนแปลงโครงรถเข็นของอุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
- เจ้าของผลิตภัณฑ์และผู้จำหน่ายขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่จะพบอยู่ในเอกสารนี้โดยไม่ต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- มีความคลาดเคลื่อน  $\pm 3\%$  สำหรับขนาดของอุปกรณ์

## การปกป้องสิ่งแวดล้อม:

หากพบว่าอุปกรณ์ของคุณจำเป็นต้องถูกเปลี่ยน หรือไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป โปรดพิจารณาการปกป้องสิ่งแวดล้อมดังนี้:

- 1) อย่าทิ้งอุปกรณ์ของคุณร่วมกับขยะทั่วไปอื่นๆ (นี่คือความหมายของสัญลักษณ์รีไซเคิล)
- 2) ติดต่อหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพวกเขาจะแนะนำคุณเกี่ยวกับศูนย์รีไซเคิลที่สามารถกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณได้
- 3) การกำจัดอุปกรณ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึงการได้รีไซเคิลส่วนประกอบของอุปกรณ์อีกด้วย

## ประกาศการรับรอง:

ผู้ผลิตมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการระบุว่าอุปกรณ์การแพทย์ที่กล่าวถึงในคำชี้แจงนี้อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงต่ำ (Class I) และเป็นไปตามข้อกำหนดของระเบียบข้อบังคับของยุโรป 745/2017 มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

## คุณสมบัติ:

รุ่น	C-WC281
โครงสร้างเซ็น	เหล็ก
สีโครงสร้างเซ็น	โครเมียม
ที่วางแขน	ถอดไม่ได้, PVC
เบาะนั่ง	PVC
ที่วางเท้า	ถอดไม่ได้
แผ่นรองเท้า	อลูมิเนียม
เบรค	✓




ขนาด:

Size (CM)						
	64(59)	26	46(41)	24"(Solid)	8"(PVC)	49
	88	104	42	42	100	16

รายละเอียดอุปกรณ์และคำแนะนำเพิ่มเติม

ส่วนประกอบรถเข็นผู้ป่วย:



Back cushion (พนักพิงหลัง)

Arm rest (ที่พักแขน)

Seat cushion (เบาะนั่ง)

Brake (เบรก)

Spoke wheel (ล้อซี่ลวด)

Pneumatic wheel (ล้อยาง)

Cross bar (แถบไขว้)

Foot plate (แผ่นวางเท้า)

Handle (ที่จับ)

Side panel (แผงด้านข้าง)

Rim (ขอบล้อ)

Foot rest (ที่พักเท้า)


Hand rim (วงล้อให้จับ)

Front castor (ล้อหน้า)

Leg support (ประคองขา)


Foot rest hanger (ที่แขวนที่พักเท้า)

## การปรับความสูงของแผ่นวางเท้า:




ใช้ประแจคลายส่วนของท่อของเท้าที่ยึดไว้กับแผ่นวางเท้าออกเล็กน้อย

### ⚠ คำเตือน



พลิกแผ่นวางเท้าขึ้นทุกครั้งที่ยกหรือลงจากรถเข็นผู้ป่วย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นวางเท้าอยู่เหนือพื้นอย่างน้อย 7 ซม. หากวางต่ำเกินไป แผ่นวางเท้าจะชนสิ่งกีดขวางเมื่อเดินทางบนพื้นที่ไม่เรียบ ทำให้รถเข็นผู้ป่วยเสียสมดุล


## การพับรถเข็นผู้ป่วย:




พลิกแผ่นวางเท้าขึ้นตามทิศทางของลูกศร ยกตรงกลางเบาะนั่งขึ้นเพื่อพับรถเข็น

## หมายเหตุเมื่อใช้รถเข็นผู้ป่วย:


1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบรกล็อคอยู่เมื่อขึ้น/ลงนั่งบนรถเข็นผู้ป่วย




2. ห้ามเหยียบแผ่นวางเท้าเมื่อลงจากรถเข็นผู้ป่วย ไม่เช่นนั้นที่นั่งจะเอียงไปข้างหน้า




3. อย่าวางรถเข็นผู้ป่วยไว้ใกล้แหล่งกำเนิดไฟใดๆ มิฉะนั้นพนักงานพิงหลังอาจถูกไฟไหม้ ส่งผลให้เกิดอาการบาดเจ็บ



4. การขึ้นบันได ผู้ดูแลที่เข็นรถเข็นผู้ป่วยจะต้องเหยียบแปดขยอกและดันลงที่ที่จับ โดยให้ล้อหน้ายกขึ้นไปบนขั้นบันได จากนั้นให้ดึงที่จับขึ้นด้านบนเพื่อยกขึ้น อย่าพยายามใช้กำลังผลักขึ้นบันได



5. การเคลื่อนขึ้นหรือลงทางลาดชัน ต้องมีผู้ดูแลคอยพยุงรถเข็นผู้ป่วยไว้ มิฉะนั้นอาจพลิกคว่ำได้ สำหรับทางลาดลงชันควรหันรถเข็นให้หางขึ้น และผู้ดูแลควรถอยรถเข็นผู้ป่วยลงช้าๆ



6. เมื่อยกรถเข็นผู้ป่วยโดยมีผู้ป่วยอยู่บนนั้น อย่าจับตรงที่จับ หากพนักพิงของเก้าอี้เป็นแบบพับได้ มิฉะนั้นพนักพิงหลังอาจเสียหายได้



### การบำรุงรักษารถเข็นผู้ป่วย:

- 1) ตรวจสอบเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าสลักเกลียว น๊อต และส่วนประกอบอื่นๆ ไม่หลุดและขันแน่นแล้ว
- 2) ยางควรมีลมเพียงพอเพื่อรักษาแรงดันอากาศ
- 3) ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดเช็ดสิ่งสกปรกบนรถเข็นผู้ป่วย เช็ดด้วยผ้าแห้งเพื่อป้องกันการเกิดสนิม

บริษัท เบลแมกส์ไทย จำกัด

สำนักงานใหญ่และคลังสินค้า: 15/117 หมู่ 3 ซ.เก้ากิโล 23 ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์: โทร. 098-280-5777, 038-314-118

สำนักงานกรุงเทพฯ: ร้านยาฮอสโปร (Hospro) : 26 ซ.สุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต้

เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 065-503-6565

09.2023\_REV.0000